




Caméra intra-orale DERNIÈRE GÉNÉRATION, ultra rapide

Aoralscan 3



JUST SCAN IT
La performance en plus

22_{mm}

Plus grande profondeur de balayage

Aoralscan 3 est adapté aux divers scénarios cliniques

Single Arch
25_s

Scan plus rapide

La vitesse de numérisation est 30% plus rapide que la dernière génération grâce à la technologie de numérisation radicalement améliorée d'Aoralscan 3






SHINING 3D[®]

Go Digital with SHINING 3D

Capturez des impressions numériques en temps réel.

Sa rapidité et sa précision vous offre une expérience de numérisation exceptionnelle.



Distribuée par **IDI - IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL**

www.idi-dental.com

Découvrez Aoralscan 3

Démarrez votre flux de travail numérique avec **Aoralscan 3** et améliorez l'expérience clinique globale. Cette caméra vous permet d'acquérir facilement des empreintes numériques de manière plus rapide et plus précise.

Dites bonjour au tout nouveau scanner intraoral de SHINING 3D, Aoralscan 3 !

Exceptionnel, intelligent et élégant, **Aoralscan 3** améliore l'expérience clinique globale.

Il permet aux utilisateurs d'acquérir facilement des empreintes numériques nettes, de manière plus rapide et plus précise.

De plus, l'**Aoralscan 3** est doté d'un large éventail de fonctions intelligentes différentes, garantissant une expérience au fauteuil plus confortable et une collaboration praticiens-laboratoire efficace.

Conception ergonomique pour une prise en main optimale

Anti-buée automatique



Autoclavable (100 fois)

Contrôle par un seul bouton


Poids léger : 240g

Indicateur LED Dynamique


Deux types d'embouts



Nouvelle interface utilisateur
Interface plus soignée et plus conviviale.
Flux de travail plus flexible.



Scanner avec Intelligence Artificielle
Identifie et filtre automatiquement les données inutiles sur les tissus mous pendant la numérisation, ce qui permet d'obtenir une numérisation plus rapide et plus propre.



Détection de mouvement


Possibilité de numériser sans contact avec l'ordinateur, ce qui garantit une expérience de numérisation sûre et efficace.



Caméra intra-orale DERNIÈRE GÉNÉRATION, ultra rapide

Nouveau scanner intraoral de Shining3D

Aoralscan 3



16 990 € TTC

JUST SCAN IT

307 € /mois
sur 60 mois*

22_{mm}

Plus grande profondeur de balayage

Aoralscan 3 est adapté aux divers scénarios cliniques

Single Arch
25_s

Scan plus rapide




La vitesse de numérisation est 30% plus rapide que la dernière génération grâce à la technologie de numérisation radicalement améliorée d'Aoralscan 3



SHINING 3D®

Go Digital with SHINING 3D

**Capturez des impressions numériques en temps réel.
Sa rapidité et sa précision vous offre une expérience de numérisation exceptionnelle.**



Distribuée par **IDI - IMPLANTS** DIFFUSION INTERNATIONAL

*Crédit-bail sur 60 mois, option d'achat 1%.

Dites bonjour au tout nouveau scanneur intraoral de SHINING 3D, Aoralscan 3 ! Exceptionnel, intelligent et élégant, Aoralscan 3 améliore l'expérience clinique globale. Il permet aux utilisateurs d'acquérir facilement des impressions numériques nettes, de manière plus rapide et plus précise.

De plus, l'Aoralscan 3 est doté d'un large éventail de fonctions intelligentes différentes, garantissant une expérience au fauteuil plus confortable et une collaboration clinique-laboratoire efficace.

Conception ergonomique pour une prise en main optimale

Indicateur LED DynamiqueED


Anti-buée automatique

Autoclavable (100 fois)

Contrôle par un seul bouton
Contrôle de la détection des

Poids léger: 240g

Deux types d'embouts




Nouvelle interface utilisateur

Interface plus soignée et plus conviviale
Flux de travail plus flexible



Scanner AI

Identifie et filtre automatiquement les données inutiles sur les tissus mous pendant la numérisation, ce qui permet d'obtenir une numérisation plus rapide et plus propre.



Détection de mouvement

Les dentistes peuvent numériser avec un contact minimal avec l'ordinateur, ce qui garantit une expérience de numérisation sûre et efficace.

**STAND
ADF 3M10**

IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL
23/25 rue Emile ZOLA - 93100 Montreuil FRANCE

• Tél. : **+33 (0)1 48 70 70 48**
• Email : **contact@idi-dental.com**



Les produits présentés dans cette brochure sont des dispositifs médicaux soumis aux marquages CE, destinés aux professionnels de santé. Édition octobre 2022. Réservés à la France métropolitaine. Photos non contractuelles. Offres valables jusqu'au 31 décembre 2022.