



## La sélection IDI

Votre partenaire, **spécialiste du dentaire** depuis 1987

### COMBLEMENTS OSSEUX :

Performance  
Premium  
+  
Économies  
Garanties !

[www.idi-dental.com](http://www.idi-dental.com)



# OS - TECHBIOMAT BONE®

## Efficacité et sécurité maximales dans la régénération osseuse.

Le TechBiomat bone® offre des caractéristiques comparables à celles de l'os humain, combinant les avantages de l'os naturel avec une structure anorganique.



### PROPRIÉTÉS

- Os spongieux **bovin**
- 100% naturel
- Facilité de manipulation
- Régénération osseuse rapide
- Excellente ostéoconductivité
- Mouillabilité élevée
- Taille des particules : 0,25 - 1,68 mm

### INDICATIONS

- Reconstruction
- Augmentation de crêtes alvéolaires
- Déhiscence osseuse
- Sinus lift
- Comblement des défauts osseux

#### 3 conditionnements :


0,5 g = 1cc  
1g = 2cc  
2g = 4cc

Jusqu'à  
**50%**  
**MOINS CHER**  
par rapport  
aux marques  
concurrentes.



### Sinuslift

Cas du Dr Gilles **BOUKHRIS**  
Paris (75)



1  
Scanner avant greffe osseuse.


2  
Greffe sinuslift avec Techbiomat bone®

3  
Pose de 2 implants ID<sup>CAM</sup> en remplacement de 16 et 17. Aucune résorption osseuse.



### Greffe - Comblement d'apposition

Cas du Dr Benoit **CAYRON**  
Fondettes (37)



1  
Extraction de la dent  
Perte osseuse.

2  
Reconstruction osseuse  
Greffe Techbiomat bone®  
+ Membrane Collagène  
AT - à 5 mois

3  
Pose d'un implant ID<sup>ALL</sup>  
sur zone greffée.

## TARIFS Dégressifs

Grammage	À l'unité	Par 5	Par 10	Par 20
0,5	83 € TTC	66 € TTC	57 € TTC	52 € TTC
1	126 € TTC	101 € TTC	87 € TTC	76 € TTC
2	235 € TTC	177 € TTC	159 € TTC	147 € TTC

→ Règlement à la commande.



IMPLANTS  
DIFFUSION INTERNATIONALE

+33 (0)1 48 70 70 48

# MEMBRANES - COLLAGENE AT

## Membrane résorbable pour la régénération tissulaire guidée.

Il s'agit d'un anti-allergique qui agit comme une barrière.


Le collagène est réticulé et lyophilisé.

La membrane Collagène AT est faite avec du collagène de qualité supérieure d'origine équine, fabriqué sous un contrôle strict de son processus de production, conformément aux règlements sanitaires de la Communauté Européenne.




### Greffe - Comblement d'apposition


Cas du Dr Raphaël Bettach  
Gretz-Armainvilliers (77)



1  
Extraction d'une dent fracturée.



2  
Pose de la Membrane Collagène AT.



3  
Greffe + Membrane de Collagène AT + pose d'un implant ID<sup>ALL</sup> - à 5 mois.

## INDICATIONS

- Effet de barrière réabsorbé dans les 180 jours.
- Adaptabilité par adhérence aux tissus environnants.
- Micro-rugosité de la surface permettant la stabilisation de la membrane sans fil de suture.
- Associé à un matériau de comblement tel que l'hydroxyapatite, l'os desséché, etc., on obtient un effet de "barrière optimale".
- Le produit est stérilisé par rayons gamma et emballé en double enveloppes thermo-timbrées assurant ainsi la conservation et le respect de stérilité maximale.

## TARIFS Dégressifs

Boîte(s)	Les 6 membranes	La membrane
1	381 € TTC	63,50 € TTC
5	314 € TTC	52,33 € TTC
10	264 € TTC	44 € TTC

→ Règlement à la commande.

Boîte de 6 membranes AT  
Dimension : 2,2 cm x 2,2 cm

Jusqu'à  
**50%**  
**MOINS CHER**  
par rapport aux marques concurrentes.



# FIL DE SUTURE SMI

## Fils non-résorbables et résorbables de qualité supérieure

- Grande flexibilité et résistance à la traction élevée.
- Sécurité des noeuds optimale, nouage facile et bonne ajustabilité.
- Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires.
- Action capillaire réduite.
- Étanchéité et stérilité des produits garanties.

### Silk

USP 3/0, 4/0 et 5/0



### TARIF

Boîte

Les 12 fils

1

25,65 € TTC

→ Règlement à la commande.

### FILS NON-RÉSORBABLES

- Type : Multifilament tressé
  - Composition : Fibres tressées du cocon du ver à soie
  - Enduit : Silicone
- Longueur 75 cm - noir  
Aiguille triangulaire,  
3/8 cercle - DS 19 mm
- Soutien tissulaire bon et prolongé jusqu'à 3 mois.

### Surgicryl

USP 3/0, 4/0 et 5/0



### TARIF

Boîte

Les 12 fils

1

42,10 € TTC

→ Règlement à la commande.

### FILS RÉSORBABLES

- Type : Multifilament tressé et enduit
  - Composition : Acide polyglycolique
  - Enduit : Polycaprolactone et calcium stéarate (1%)
- Longueur 75 cm - violet  
Aiguille triangulaire,  
3/8 cercle - DS 19 mm
- Excellent Soutien tissulaire.
  - Taux de résorption prévisible.



### CONTACTS ET COMMANDES IDI

- par téléphone : +33 (0)1 48 70 70 48
  - par email : [contact@idi-dental.com](mailto:contact@idi-dental.com)
  - En contactant directement votre commercial IDI
- IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL**  
23/25 rue Emile ZOLA - 93100 Montreuil FRANCE

